



Mehr Spaß, seit „Dings“ dabei ist.

Kein Talent für Namen? Oder neue Vergesslichkeit?

Machen Sie den Gedächtnis-Check.
Ganz in Ruhe, mit neotivCare zuhause.

Sprechen Sie direkt Ihr Praxisteam an.

Gedächtnisveränderungen ernst nehmen

Das Älterwerden bringt eine Reihe von natürlichen Veränderungen des Gedächtnisses mit sich. Mal den Schlüssel zu vergessen oder die Brille zu verlegen, ist im Alter völlig normal und zumeist unbedenklich.

Sie haben aber das Gefühl, zunehmend vergesslicher zu werden oder Ihnen fallen wohlbekannte Informationen nicht mehr so leicht ein? Dann kann es sich um eine sogenannte leichte kognitive Störung handeln, die nicht durch das Alter zu erklären ist. Nehmen Sie dieses Gefühl ernst, bevor auch Familie, Freundeskreis und Bekannte bei Ihnen deutliche Anzeichen bemerken. Das frühe Erkennen einer nicht altersbedingten Gedächtnisveränderung ist wichtig. So können Sie mit Ihrem Arzt den Verlauf positiv beeinflussen.

Wann spreche ich meine Ärztin oder meinen Arzt an?

Hierbei zählt Ihr eigener Eindruck. Sie kennen Ihr Gedächtnis am besten und bemerken Veränderungen zuerst.

Meinen Sie, Ihr Gedächtnis hat sich verschlechtert? Fallen Ihnen diese Veränderungen schon länger auf? Hat Ihr Erinnerungsvermögen stärker abgenommen als bei gleichaltrigen Personen in Ihrem Umfeld?

Denken Sie hierbei an Dinge, die Ihre Familie und Ihren Freundeskreis betreffen, zum Beispiel Geburtstage, Adressen und Berufe. Oder auch an Unterhaltungen und Ereignisse, die vor kurzem stattgefunden haben.




Machen Sie sich deshalb Sorgen um Ihr Gedächtnis? Dann sprechen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt an und lassen Sie Ihre Gedächtnisleistung mit neotivCare bestimmen.

Gedächtnis-Vorsorge per App

neotivCare ist eine mobile Anwendung für das Smartphone oder Tablet, mit der sich Ihre Gedächtnisleistung medizinisch einschätzen lässt – selbstständig und ganz in Ruhe zuhause.

In der App werden Ihnen drei Arten von Gedächtnisaufgaben gestellt. Sie müssen zum Beispiel Unterschiede zwischen Bildern erkennen. Oder Sie sollen sich Gegenstände sowie Szenen merken und nach einer Pause wieder in Erinnerung rufen. Die Pause zwischen den Phasen einer Aufgabe können Sie frei gestalten.




Über 12 Wochen wird Ihnen wöchentlich nur eine Aufgabe gestellt. Die App wird Sie dabei aktiv erinnern, Ihre Aufgaben zu lösen. Dank dieser Zeitspanne bildet neotivCare nicht nur eine Momentaufnahme ab. Sie ermöglicht eine aussagekräftige Beurteilung Ihrer Gedächtnisleistung, auch wenn Sie mal eine Woche nicht in Form waren. Sollten Sie eine Aufgabe nicht pünktlich durchführen können, holen Sie diese einfach zu einem späteren Zeitpunkt nach.

Einen Befundbrief zu Ihrem Gedächtnis-Check können Sie sich während der App-Nutzung jederzeit per E-Mail zusenden lassen. Je mehr Aufgaben Sie in neotivCare gelöst haben, desto genauer ist der abschließende Befundbrief. Nach Lösung aller Aufgaben sind Sie bereit für den folgenden Arzttermin.

Neuerdings häufiger vergesslich? Sprechen Sie Ihr Praxisteam auf den Gedächtnis-Check an.

- Bestimmen Sie Ihre Gedächtnisleistung über 12 Wochen.
- Führen Sie selbstständig digitale Gedächtnisaufgaben in Ruhe zuhause durch.
- Handeln Sie bei Gedächtnisveränderungen frühzeitig dank deutlicher Befunde.

neotiv GmbH, Kundenservice: +49 (0) 391 5824 5026, support@neotiv-care.com

 neotivCare ist ein CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Risikoklasse I konform zu der Richtlinie 93/42/EEC (MDD).

Die Gebrauchsanweisung von neotivCare ist unter diesem Link herunterzuladen:
neotiv-care.com/gebrauchsanweisung.pdf, Stand: Juni 2023.